

Das innovative SQOOM Concept bei Hautproblemen und empfindlicher Haut. Regeneriert aus der Tiefe heraus und verbessert nachhaltig die Hautstruktur. Wissenschaftlich erwiesen.

:SQOOM[®]med



Bedienungs-
anleitung

Das innovative SQOOM Concept bei Hautproblemen und Rücken- und Muskelverspannungen.

Inhaltsverzeichnis

² Vielen Dank, dass Sie sich für SQOOM entschieden haben. Dieses hochwertige Konzept des Medizin- und Dermatologie-Experten Schick Medical bietet verschiedene Programme zur höchst wirksamen Behandlung von Muskelverspannungen und Hautproblemen an. Jedes dieser Behandlungsprogramme ist wissenschaftlich belegt und dermatologisch getestet. SQOOM ist ein mikrocomputergesteuertes, innovatives Behandlungskonzept, mit hochentwickelten Wirkstoffgelen, das die Haut aus der Tiefe heraus regeneriert und lindert Rücken- und Muskelverspannungen. Die weltweit patentierte Synchron-Technologie verbindet auf einzigartige Weise die Iontophorese mit dem Ultraschall und Wirkstoffkosmetik. Die völlig unkomplizierte und sanfte Behandlung regeneriert Bindegewebe, verbessert nachhaltig die Hautstruktur.

Lesen Sie bitte für den größtmöglichen Behandlungserfolg diese Anleitung sorgfältig durch.

Kurzübersicht	4	³
Die Funktion	6	
Anwendung	6	
Anwenderprogramme		
Programm AK	8	
Programm OL	10	
Programm NE	12	
Programm PS	14	
Programm RO	16	
Programm NA	18	
Pflege und Aufbewahrung	20	
Technische Daten	22	



SQOOM Concept bereits mehrfach ausgezeichnet:



Kurzübersicht

4 Bitte machen Sie sich anhand dieser Kurzübersicht mit Ihrem SQOOM vertraut. Sie gibt Ihnen einen ersten Eindruck über die Bedienung des SQOOM.

5 Führen Sie Anwendungen mit SQOOM ausschließlich mit den von uns angebotenen und speziell entwickelten Gelen durch. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Regress bei Verwendung von Kosmetika oder Arzneimittel Dritter.

Schallkopf

Tragen Sie hier das Wirkstoffgel großzügig auf.

Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte auf der Rückseite des SQOOM zeigt durch regelmäßiges Blinken an, dass der SQOOM in Betrieb ist (nur bei Hautkontakt).

Ein/Aus Power-Taste

Durch einmaliges Drücken schalten Sie den SQOOM ein bzw. wieder aus.

Programmwahltaaste STEP

Mit jedem Drücken der Wahltaaste rufen Sie eines von 6 Programmen auf.

Auswahltaaste MODE

Wählen Sie hier, ob Sie eine Behandlung im Ultraschall-, im Ion- oder im IONOZYM-Modus wünschen.

Grüne LED: Ion-Modus

Rote LED: Ultraschall-Modus

Kontaktgriffe rechts und links

Umfassen Sie Ihren SQOOM immer so, dass Sie die Kontaktgriffe an beiden Seiten berühren.

Intensität LOW/HIGH

Aktivieren Sie durch Drücken dieser Taaste die Intensität LOW/HIGH. Die LED-Anzeige zeigt Ihnen, in welcher Intensität Sie sich befinden.

Akku-Kontrollleuchte

Laden Sie den SQOOM solange auf bis die Kontrollleuchte grün aufleuchtet.

Ladestation

Stellen Sie den SQOOM nach jeder Behandlung in die Ladestation zurück. So können Sie sicher sein, einen jederzeit einsatzbereiten SQOOM zur Verfügung zu haben.



Geben Sie Ihrer Haut, was sie braucht.

6 Reinigen Sie vor jedem Behandlungsprogramm Ihre Haut wie gewohnt. Erst danach tragen Sie je nach Programmwahl das Wirkstoffgel direkt auf den Schallkopf oder auf die zu behandelnde Hautpartie auf.

Wählen Sie nun das geeignete Behandlungsprogramm und umfassen Sie den SQOOM fest an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren. Legen Sie dann den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit langsamen, sanft kreisenden Bewegungen über die Haut.

Bitte beachten Sie: Falls Sie mit Ihrem SQOOM eine andere Person behandeln, achten Sie darauf, dass Ihre freie Hand die andere Person berührt (Hautkontakt). Nur so ist der Kreislauf geschlossen und Ihr SQOOM arbeitet einwandfrei.



8 AK Programm

Unreine, fettige Haut, wie etwa typischerweise bei Akne

Programm: W
GelComplex AK

Behandlungsdauer: Gesicht 4-8 min.
Körper 8-12 min.

Anwendung: täglich oder bei Bedarf



Hautberuhigend und pflegend durch Salicylsäure und Traubensilberkerze.

- hautberuhigendes SQOOM Gel aus Aloe Vera Blattsaft und Bio-Hyaluron
- natürliche Salicylsäure aus Weidenrinde, desinfizierend und keratolytisch, öffnet verhornte Poren
- Traubensilberkerze blockiert die Entstehung neuer Unreinheiten oder Pickel und wirkt regulierend auf die Sebumproduktion der Talgdrüsen

Wir empfehlen zusätzlich vor der Behandlung die Funktion CLEANSING mit SQOOM cleanser zur porentiefen Reinigung.



Reinigen Sie Ihre Haut wie gewohnt und tragen Sie dann das medGel AK dünn auf den Schallkopf oder auf die zu behandelnde Hautpartie auf. Umfassen Sie den SQOOM fest an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren. Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit langsamen, sanftkreisenden Bewegungen über die Haut.

1. Schalten Sie den SQOOM mit der POWER-Taste ein.
2. Drücken Sie die STEP-Taste, bis die Kontrollleuchte **W** aufleuchtet.
3. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
4. Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.

Wenn das Leuchtbild Ihres SQOOM nebenstehender Grafik entspricht, ist der SQOOM funktionsbereit und Sie können mit der Behandlung beginnen.

Es ist eine Behandlungszeit von 4 Minuten vorprogrammiert. Nach dem Signalton kann die Behandlung durch wiederholtes Drücken der STEP-Taste fortgeführt werden.

¹⁰ OL Programm

Bei Rücken- und Muskelverspannungen.

Programm: M
 GelComplex OL
 Behandlungsdauer: 12-16 min.
 Anwendung: täglich oder bei Bedarf



Zur tiefenwirksamen Massage bei Rücken- und Muskelverspannungen durch natürliche Boswelliasäure.

- hautaktives SQOOM Creme-Gel aus Bio-Hyaluron und natürlichen Lipiden
- hochaktiv durch liposomal verkapselten Boswellia Serrata Extrakt mit höchster Wirkstoff Potenz
- regenerativ durch aktiviertes β -Glucan (Carboxymethyl Betaglucan)



Reinigen Sie Ihre Haut wie gewohnt und tragen Sie dann das medGel OL dünn auf den Schallkopf oder auf die zu behandelnde Hautpartie auf. Umfassen Sie den SQOOM fest an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren. Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit langsamen, sanftkreisenden Bewegungen über die Haut.

1. Schalten Sie den SQOOM mit der POWER-Taste ein.
2. Drücken Sie die STEP-Taste, bis die Kontrollleuchte **M** aufleuchtet.
3. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
4. Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.

Wenn das Leuchtbild Ihres SQOOM nebenstehender Grafik entspricht, ist der SQOOM funktionsbereit und Sie können mit der Behandlung beginnen.

Es ist eine Behandlungszeit von 4 Minuten vorprogrammiert. Nach dem Signalton kann die Behandlung durch wiederholtes Drücken der STEP-Taste fortgeführt werden.

12 **NE Programm**

Trockene, gereizte Haut, wie etwa typischerweise bei Neurodermitis

Programm: N
GelComplex NE

Behandlungsdauer: Gesicht 4-8 min.
Körper 8-12 min.

Anwendung: 3 x wöchentlich



Beruhigend und stabilisierend durch Mikro-Silber und Dexpanthenol.

- beruhigendes SQOOM CremeGel durch Magnolol, Dexpanthenol, Extrakt der Kapernsprossen und reines Cameliensamenöl
- regenerativ durch aktiviertes β -Glucan (Carboxymethyl Betaglucan)
- regulierende Pflege für strapazierte Haut durch Mikro-Silber in reinsten Form



Reinigen Sie Ihre Haut wie gewohnt und tragen Sie dann das medGel NE dünn auf den Schallkopf oder auf die zu behandelnde Hautpartie auf. Umfassen Sie den SQOOM fest an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren. Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit langsamen, sanftkreisenden Bewegungen über die Haut.

1. Schalten Sie den SQOOM mit der POWER-Taste ein.
2. Drücken Sie die STEP-Taste, bis die Kontrollleuchte **N** aufleuchtet.
3. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
4. Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.

Wenn das Leuchtbild Ihres SQOOM nebenstehender Grafik entspricht, ist der SQOOM funktionsbereit und Sie können mit der Behandlung beginnen.

Es ist eine Behandlungszeit von 4 Minuten vorprogrammiert. Nach dem Signalton kann die Behandlung durch wiederholtes Drücken der STEP-Taste fortgeführt werden.

14 PS Programm

Trockene, schuppige Haut, wie etwa typischerweise bei Psoriasis

Programm: N

GelComplex PS

Behandlungsdauer: Gesicht 4-8 min.
Körper 8-16 min.

Anwendung: täglich oder bei Bedarf



Beruhigend und regenerativ durch Magnolol und Calendula-Extrakt.

- hautberuhigendes SQOOM CremeGel durch liposomale Aktivstoffe der natürlichen Boswelliasäure, Magnolol, liposomal verkapselten Süßholzwirkstoff, Calendula-Extrakt, Dexpanthenol und reines Cameliensamenöl
- regenerativ durch aktiviertes β -Glucan (Carboxymethyl Betaglukan)
- regulierende Pflege für strapazierte Haut durch Mikro-Silber in reinsten Form



Reinigen Sie Ihre Haut wie gewohnt und tragen Sie dann das medGel PS dünn auf den Schallkopf oder auf die zu behandelnde Hautpartie auf. Umfassen Sie den SQOOM fest an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren. Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit langsamen, sanftkreisenden Bewegungen über die Haut.

1. Schalten Sie den SQOOM mit der POWER-Taste ein.
2. Drücken Sie die STEP-Taste, bis die Kontrollleuchte **N** aufleuchtet.
3. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
4. Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.

Wenn das Leuchtbild Ihres SQOOM nebenstehender Grafik entspricht, ist der SQOOM funktionsbereit und Sie können mit der Behandlung beginnen.

Es ist eine Behandlungszeit von 4 Minuten vorprogrammiert. Nach dem Signalton kann die Behandlung durch wiederholtes Drücken der STEP-Taste fortgeführt werden.

16 RO Programm

Gerötete Haut, wie etwa typischerweise bei Rosacea und Couperose

Programm: N
 GelComplex RO
 Behandlungsdauer: Gesicht 4-8 min.
 Anwendung: 3 x wöchentlich



Extrasensitiv und hochaktiv durch Calcium und Coralline Rotalge.

- Hochaktive SQOOM Gel-Creme aus Aloe Vera Blattsaft und Bio-Hyaluron und natürlichem Oliven-Squalan
- Extrasensitiv durch die liposomale Verkapselung von peptid-gebundenem, hochaktivem Calcium und Spurenelementen aus der Coralline-Rotalge
- hautberuhigend durch die Kombination von Magnolol und den Wirkstoffen der Kapernknospe



Reinigen Sie Ihre Haut wie gewohnt und tragen Sie dann das medGel RO dünn auf den Schallkopf oder auf die zu behandelnde Hautpartie auf. Umfassen Sie den SQOOM fest an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren. Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit langsamen, sanftkreisenden Bewegungen über die Haut.

1. Schalten Sie den SQOOM mit der POWER-Taste ein.
2. Drücken Sie die STEP-Taste, bis die Kontrollleuchte **N** aufleuchtet.
3. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
4. Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.

Wenn das Leuchtbild Ihres SQOOM nebenstehender Grafik entspricht, ist der SQOOM funktionsbereit und Sie können mit der Behandlung beginnen.

Es ist eine Behandlungszeit von 4 Minuten vorprogrammiert. Nach dem Signalton kann die Behandlung durch wiederholtes Drücken der STEP-Taste fortgeführt werden.

18 NA Programm

Narben, wie etwa typischerweise bei Operations- und Verletzungsnarben

Programm: N

GelComplex NA

Behandlungsdauer: Gesicht 2-4 min.
Körper 4-8 min.

Anwendung: täglich



Hautrepair-Complex aus bioaktiven Aminosäuren und natürlichem Onopordum Acanthium Extrakt.

- hautberuhigendes SQOOM CremeGel durch Magnolol, Dexpanthenol und reines Cameliensamenöl
- regenerativ durch aktiviertes β -Glucan (Carboxymethyl Betaglucan)
- regulierende Pflege für strapazierte Haut durch Mikro-Silber in reinsten Form



Reinigen Sie Ihre Haut wie gewohnt und tragen Sie dann das medGel NA dünn auf den Schallkopf oder auf die zu behandelnde Hautpartie auf. Umfassen Sie den SQOOM fest an beiden Seiten, so dass Sie die Kontaktgriffe berühren. Legen Sie nun den Schallkopf auf die zu behandelnde Hautpartie und führen Sie ihn mit langsamen, sanftkreisenden Bewegungen über die Haut.

1. Schalten Sie den SQOOM mit der POWER-Taste ein.
2. Drücken Sie die STEP-Taste, bis die Kontrollleuchte **N** aufleuchtet.
3. Drücken Sie anschließend die MODE-Taste zur Auswahl des Funktionsmodus ION und ULTRA, bis beide Kontrollleuchten aufleuchten.
4. Drücken Sie die L/H-Taste zur Auswahl der Intensität LOW und HIGH.

Wenn das Leuchtbild Ihres SQOOM nebenstehender Grafik entspricht, ist der SQOOM funktionsbereit und Sie können mit der Behandlung beginnen.

Es ist eine Behandlungszeit von 4 Minuten vorprogrammiert. Nach dem Signalton kann die Behandlung durch wiederholtes Drücken der STEP-Taste fortgeführt werden.

20 Damit Sie an Ihrem SQOOM lange Freude haben, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.

- Trocken lagern und nicht mit Wasser waschen.
- Reinigen Sie den Schallkopf mit einem feuchten Tuch.
- Legen Sie das Gerät nach dem Abschalten auf die Ladestation und stellen Sie sicher, dass die rote LED-Anzeige leuchtet.
- Die rote LED-Anzeige wird grün, wenn der Ladevorgang beendet ist. Gibt es Probleme beim Laden, blinkt die LED rot.
- Wenn der Akku des Gerätes vollständig entladen wurde, laden Sie es bitte mindestens 3 Stunden lang auf, bevor Sie es wieder verwenden.
- Das Gerät arbeitet vollständig aufgeladen etwa 4 Stunden.
- Halten Sie die Taste STEP ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ladezustand des Akkus anzuzeigen. Wenn die LED der 6 Programme aufleuchten, ist das Gerät vollständig geladen. Leuchten nur 2 LED, steht noch genug Leistung für ca. 30 Minuten zu Verfügung. ertönt ein Signalton, muss der Akku aufgeladen werden.
- Wenn Sie das Gerät nicht 2 Minuten nach dem Einschalten benutzen, schaltet es sich selbstständig aus.
- Die programmierte Anwendungszeit für jeden Schritt beträgt 4 Minuten. Nach dem Ablauf von 4 Minuten ertönt ein Signalton, woraufhin sich das Gerät in den Stand-by Modus begibt. Wird es nicht innerhalb 2 Minuten wieder eingeschaltet, schaltet es sich selbstständig aus.
- Die Nenneingangsspannung beträgt 100 V bis 240 V Wechselfspannung. So kann das Gerät auch auf Reisen mitgenommen werden und in der ganzen Welt eingesetzt werden.
- Entfernen Sie den Netzstecker der Aufladestation, sobald Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Halten Sie alle elektrischen Kontakte sauber, staubfrei und trocken.

Das Gerät sollte im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über die Schick Medical GmbH oder über entsprechende Sammelstellen, die Sie von Ihrer Stadtverwaltung erfahren, erfolgen.

© Alle Rechte sind der Schick Medical GmbH vorbehalten. Über den urheberrechtlichen Rahmen hinausgehende Vervielfältigungen und Bearbeitung ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht zulässig.

Technische Daten

Gerätebezeichnung

Gerät LFC-06
Serie KTL-SF0700-6001

Aufladestation

Netzspannung AC 100-240 V, 50/60 Hz
Gewicht 133 g

Handgerät

Lithium/Ionen-Batterie
Netzspannung AC 100 V bis 240 V
Output/Adapter 4,2 V = 1 A
Leistung 7 W
Gewicht 194 g (brutto)

Ultraschall

Frequenz 1 MHz
Intensitätsstufen von 0,1 W/cm² bis 0,5 W/cm²
Ionisation 1 Hz/150 µsec Impulsbreite

Schick Medical GmbH, D-78628 Rottweil, Germany

CE, ISO 9001 2000, UL-C, US, UFD, HS Mark
Die Garanzzeit beträgt zwei Jahre

Wichtige Hinweise!

Führen Sie Anwendungen mit SQOOM ausschließlich mit den von uns angebotenen und speziell entwickelten Gelen durch. Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Regress bei Verwendung von Kosmetika oder Arzneimittel Dritter.

Führen Sie keine Behandlung länger als 20 min. täglich je Areal durch.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht auf einer durch Hautkrebs erkrankten oder operierten Stelle durch.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht durch, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.

Bei einer Schilddrüsenüberfunktion führen Sie die SQOOM Behandlung nicht im vorderen Halsbereich und im Brustbereich durch.

Führen Sie die Behandlung mit SQOOM nicht im Bereich von Gelenksimplantaten durch.

Führen Sie die SQOOM Behandlung während der Schwangerschaft nicht im Bereich Bauch und Brust durch.

Vermeiden Sie den Kontakt von Gel/Creme und Schallkopf mit Augapfel und Schleimhäuten.

Bewahren Sie Gerät und Gel/Creme unzugänglich für Kinder auf.

Gel/Creme nicht über 25° C lagern.

Gel/Creme dient ausschließlich zur Anwendung auf der Haut.

Falls Sie mit Ihrem SQOOM eine andere Person behandeln, achten Sie darauf, dass Ihre freie Hand die andere Person berührt (Hautkontakt). Nur so ist der Kreislauf geschlossen und Ihr SQOOM arbeitet einwandfrei.

Ihr SQOOM Vertriebspartner

107201201.DE

Eine eingetragene Marke der
Schick Medical GmbH

Auf dem Wall 29
D-78628 Rottweil

Phone +49(0)741/1741240
Fax +49(0)741/17412419
info@SQOOM.com
www.SQOOM.com