


Wenn das Leuchtbild Ihres :SQOOM untenstehender Grafik entspricht, ist das Gerät funktionsbereit und Sie können mit der Behandlung beginnen.


CLEANSING

Programm: C
Gel: cleanser
Dauer: 4 min.





MASSAGE

Programm: M
Gel: hyaGel
Dauer: 8 min.




NUTRITION

Programm: N
Gel: hyaGel
Dauer: 8 min.




LIFTING

Programm: L
Gel: hyaGel
Dauer: 8 min.



WHITENING

Programm: W
Gel: hyaGel
Dauer: 8 min.



WRINKLE CARE

Programm: W
Gel: hyaGel
Dauer: 4 min.

